

# Medikamente Toxikologie

(bitte Rückseite beachten)

Nur mit dunklem Stift markieren  
 falsch  richtig

# 4.1



Centrum für Laboratoriumsmedizin  
 – Zentrallaboratorium –  
 MVZ Abteilung für Laboratoriumsmedizin  
 Leiter: Dr. med. Bernhard Schlüter



Angaben zu Patient, Probe und Abnahmezeitpunkt

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

hier kein Barcodeetikett kleben

Angaben zum Auftraggeber

Datum \_\_\_\_\_

Telefon/Funk \_\_\_\_\_

Anfordernde(r) Ärztin/Arzt (Blockschrift)/(Unterschrift) \_\_\_\_\_

Bitte Einsenderetikett hier einkleben

Telefon: 42345

Musterklinik ABC – Station XYZ  
 KST: 3334455

>1111 44

Infektiös    Etikett  Infektiös    auf Monovette kleben

Infos zu Laborparametern und Präanalytik unter: [zlab.ukmuenster.de](http://zlab.ukmuenster.de)

- Amikacin
- Amiodaron
- Amitriptylin
- Barbiturate (qualitativ)
- Benzodiazepine (qualitativ)
- Carbamazepin
- Citalopram
- Clomipramin
- Clozapin
- Cotinin
- Digitoxin
- Digoxin
- Duloxetine
- Ethanol
- Ethosuximid
- Ethylglucuronid
- Flecainid
- Flucytosin
- Gabapentin
- Gentamicin
- Lamotrigin
- Levetiracetam
- Lithium
- Maprotilin
- Methotrexat Lichtgeschützt
- Mirtazapin
- Nortriptylin
- Olanzapin
- Oxcarbazepin
- Paracetamol
- Phenobarbital
- Phenytoin
- Quetiapin
- Risperidon
- Salizylat
- Teicoplanin
- Theophyllin
- Tobramycin
- Tricyl. Antidepressiva (qualitativ)
- Valproinsäure
- Vancomycin
- Venlafaxin
- Voriconazol

Vor Gabe

Nach Gabe (h)

	0,5
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9

i. v.

p. o.

sonstige \_\_\_\_\_

Bitte A-Etikett des Doppelsetkettes hier einkleben

33881111 0007 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Serum Gel 7,5 ml

- Cyclosporin A (z. B. Sandimmun®)
- Everolimus (z. B. Certican®)
- FK506 / Tacrolimus (z. B. Prograf®)
- Sirolimus (z. B. Rapamycin®)
- Mycophenolat (z. B. Cellcept®)

Vor Gabe

Nach Gabe (h)

	0,5
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9

i. v.

p. o.

sonstige \_\_\_\_\_

Bitte A-Etikett des Doppelsetkettes hier einkleben

33881111 0008 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

EDTA 2,7 ml

Drogensuchtest

- Acetaminophen/Paracetamol
- Amphetamine
- Methamphetamine
- Barbiturate
- Benzodiazepine
- Kokain
- Methadon
- Opiate
- Phencyclidin
- Tetrahydrocannabinol
- Tricyclische Antidepressiva
- Ethylglucuronid
- Cotinin
- Sulfonylharnstoffe

sonstige \_\_\_\_\_

Bitte A-Etikett des Doppelsetkettes hier einkleben

33881111 0009 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Urin 8,5 ml

**Wichtige Hinweise:**

- Infos zu Laborparametern und Präanalytik unter: [zlab.ukmuenster.de](http://zlab.ukmuenster.de)
- Lichtgeschützt = Röhrchen erst etikettieren, dann sofort **in Alufolie** einwickeln
- Drogensuchtest = Acetaminophen / Paracetamol, Amphetamine, Methamphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Kokain, Methadon, Opiate, Phenylclidin, Tetrahydrocannabinol und Tricyclische Antidepressiva

**Wie beauftrage ich richtig?** Beispielanforderung: Tobramycin (24 h nach Gabe)

Patientendoppelkett:

für Probe

für Auftrag

Gleiche Nummer!

oben ansetzen

richtig falsch

Einsenderetikett:

7,5 ml

Sind **keine** Patientendoppelketten vorhanden: Patientendaten im Feld „Angaben zu Patient, Probe und Abnahmezeitpunkt“ eingeben und Proben eindeutig beschriften!

**Auch bei lebensbedrohlich erkrankten, noch unbekanntem Patienten ist eine möglichst genaue Zuordnung notwendig,** z. B. männlich oder weiblich/Alter ca./Aufnahmezeitpunkt/Station

**Zu verwendende Röhrchen:**

EDTA 2,7 ml	SAP 2000608	Serum Gel 7,5 ml	SAP 2052310
		Urin 8,5 ml	SAP 2052314